



Vandprøvekuffert for nødvendig analyse af kedel- og fødevand for dampkedler.

Analysekufferten indeholder analysedelene:

- Sulfittest:** Sulfid doseres i kedlen for at binde evt. ilt, og målingen fortæller om der er tilstrækkeligt sulfitoverskud.
- Hårhedsprøve:** Hårhedsprøven viser om vandbehandlingsanlægget blødgør spædevandet.
- PH værdi:** Ph-værdien fortæller om føde- og kedelvandets basiskhed. Værdierne kan aflæses enten med pH indikator papir, eller med en elektronisk pen.
- P-tal:** P-tallets værdi fortæller om føde- kedelvandets alkalitet.
- Fosfatprøve:** Fosfatprøven viser om der doseres korrekt. Fosfaten tilsættes føde- og kedelvandet, for at binde resthårheder og for at beskytte kedlens trykpart.
- Ledningsevne måling:** Ledningsevnen anvendes for at give et billede af salt- og andre urenheder i føde- og kedelvandet.



BOURVANIL COMPAGNIET I/S

Avedøreholmen 66, 2650 Hvidovre

Tlf. 36 77 66 22 Fax 36 77 17 55

www.bourvanil.dk

E-mail: bc@bourvanil.dk